

New 4 Air & Manual Drop Table

Raphael 404-PR

R404-P

Raphael 404 diproduksi dengan inovasi teknologi dan studi klinis. Teknologi IT yang canggih memberikan kontrol yang mudah terhadap sistem jatuhkan otomatis dan ketinggian yang stabil. Sistem drop Center-Forward yang dipatenkan dengan harga wajar menjadikannya lebih unggul dari tabel lain di pasar.



terdaftar di FDA



Warna



Spesifikasi

Lebar	550mm
Panjang	1.890mm~ 2.090mm
Tinggi	510mm~ 890mm
Berat	128kg

4 Meja Jatuhkan Udara & Manual

Raphael 404 merupakan drop table Auto Air 4 dengan penerapan teknologi IT. Ini adalah tabel hemat biaya dengan stabilitas posisi rendah, penurunan otomatis, dan penurunan manual.

terdaftar di FDA AS

Raphael 404 dibuat dengan teknologi berbasis klinis selama 30 tahun dan inovasi teknologi YOUNG IL M, yang telah maju dengan umpan balik pelanggan. Ini telah terdaftar di FDA AS.


Fitur



New 4 Air & Manual Drop Table
Akurat, halus dan tajam



51 ~ 89cm Kisaran Tinggi
Cocok untuk ketinggian apa pun



Ketinggian & Kemiringan Topi Baja
Tuas yang mudah untuk ketinggian dan kemiringan headpiece



Dukungan Pergelangan Kaki yang Dapat Dिसesuaikan
Dukungan pergelangan kaki ini dapat disesuaikan hingga 4 "tinggi dan memanjang hingga 8"



Panel Kontrol Tombol

Anda dapat memilih drop otomatis atau semi otomatis. Setiap droppiece dapat bekerja secara individual dan bersamaan.



Bilah Ketinggian 4 sisi

Total 8 naik & turun barson 4 sisi memastikan penyesuaian ketinggian yang nyaman dalam posisi apa pun



Posisi Biasa



Posisi tulang belakang leher



Posisi angkat pergelangan kaki



Posisi rendah