

Inovasi

Raphael 606-PR

R606-P

Pada bulan Januari 2015, 01M menandatangani lisensi Asia untuk manufaktur & distribusi dari American Leander Tables. Sejak 2016, 01M mengembangkan tabel Fleksi Otomatis 606 pertama dan diekspor ke Tiongkok, Eropa, Taiwan, dan banyak negara lainnya. Pada bulan November 2018, 01M menyelenggarakan Seminar Teknik Leander dari Dr. Dennis Anthony, CEO Tabel Leander. Pada bulan Februari 2019 ini telah diluncurkan meja 4 kelas Raphael 606 terbaru.



Warna



Spesifikasi

Lebar	640mm
Panjang	1.860mm~ 2.260mm
Tinggi	585mm~ 735mm
Berat	142kg

Tabel Perawatan Tulang Belakang Kelas Dunia R606

Tabel fleksi otomatis tingkat lanjut dibuat berdasarkan studi klinis

Terdaftar di FDA AS

Ini adalah meja yang dilengkapi dengan fleksi otomatis, drop otomatis, memori fleksi, kit perawatan skoliosis tingkat lanjut, dan teknologi IT.

Raphael 606 Kisah Desain Pembangunan

Raphael 606 - PR adalah meja Leander Korea pertama yang dikembangkan di Amerika Serikat melalui kontrak lisensi. Hal ini ditingkatkan dengan studi klinis dari dokter dan inovasi teknologi YOUNG IL M.



Patent Terdaftar dari Desain

Fitur



Drop Otomatis Maju Tengah

Teknologi Center-Forwardverticaldrop yang dipatenkan YOUNGILM diterapkan



Bantal perut dapat disesuaikan


Bantal perut lepas untuk pasien hamil dan perut besar



Pola dan fungsi memori dapat disesuaikan


Mudah digunakan dengan pola dan fungsi memori dengan teknologi YOUNGILM

Pilihan



Sabuk Skoliosis Terbaru

Sabuk skoliosis ini digunakan untuk mengobati pasien skoliosis



Fleksi Otomatis, Sabuk Fleksi

Tingkatkan efek fleksi dengan memperbaiki pinggang



Pegangan Fleksi Manual

Pembungkakan lateral kiri dan kanan dimungkinkan melalui batang fleksi



Panel Kontrol Elektronik Terintegrasi

Jatuh dan fleksi yang dapat dikontrol secara bersamaan dengan panel kontrol elektronik terintegrasi



Jatuhkan Otomatis



Fleksi Otomatis



Pembungkakan Samping



Berpisah