

25 tahun 01M teknologi  
**SASO - PR**

01M7-P

SASO generasi ke-4 yang baru dirilis pada tahun 2022! Ini adalah sistem yang mudah digunakan yang dirancang untuk meminimalkan cedera pergelangan tangan bagi dokter dan ahli terapi fisik. Diakui di pameran internasional besar di luar negeri, produk ini dipilih sebagai produk kelas dunia oleh Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea pada tahun 2016.



Warna

- Home Care
- Health Care
- Medi Care

Spesifikasi

Lebar	400mm
Panjang	445mm
Tinggi	810mm~ 1.115mm
Berat	16kg

Stimulasi Gerakan Eksentrik yang Dipatenkan

Melalui gerakan rotasi motor, getaran ditransmisikan ke tubuh pasien melalui kabel dan aksesoris kepala. Kabel berkekuatan tinggi mengurangi beban pada pengguna.



Gerakan rotasi unik YOUNG IL M memberikan frekuensi getaran yang kuat.

Kabel tarik tinggi yang tahan lama menghasilkan getaran rendah dan mengurangi kelelahan pengguna.

Aksesoris

- Tipe A  
Area keras seperti telapak kaki
- tipe B  
otot. Tulang belakang dan punggung
- tipe C  
Titik picu
- tipe D  
Kulit biasa
- Tipe E  
Paha, lengan, bahu, leher
- F jenis  
Area lemah seperti bagian kepala
- Tipe G  
Serviks  
tulang belakang
- Tipe H  
Aplikator dan Konektor Getaran

Fungsi



Layar sentuh

Aplikasi pertama layar sentuh penuh 5 inci melalui peningkatan UI/UX



Teknologi tinggi

Sumbu rotasi deksentrik yang dipatenkan meminimalkan beban pada tubuh operator



Desain ergonomis

Desain ergonomis yang dapat menyesuaikan ketinggian dan mengurangi beban pada pergelangan tangan pengguna



Fungsi penyimpanan pola

Empat kenangan dapat disimpan secara berurutan



Pengaturan yang ramah pengguna

Kecerahan layar LCD dan volume suara dapat diatur dengan mudah



7TingkatCPS

7 tingkat (hingga 70CPS) frekuensi getaran dan waktu hingga 30 menit



SASO - LU  
01M7-L