

# Zerovity Gait Trainer

R9-10

R9-10 dirancang untuk memberikan pelatihan berjalan yang efektif. Berbagai solusi berjalan termasuk rehabilitasi harian memastikan pengobatan yang efektif. Pasien dapat berjalan dan berlatih sendiri di mesin tanpa pengasuh.



## Zerovity Gait Trainer Set Characteristic

Banyak tindakan fungsional biasa yang dapat diterapkan secara efektif sehingga pengguna dapat berjalan secara mandiri, sehingga asisten dapat mengurangi bebannya. Dengan olah raga jalan kaki, ada baiknya untuk rehabilitasi biasa.

### Fitur




Bingkai

Struktur sederhana dan kokoh menjamin stabilitas. Rangkanya dapat dipindahkan.



Tali Elastis

Terdiri dari total 10 tali. Elastisitas dapat disesuaikan tergantung berat badan pengguna



Sabuk Pembongkaran

Sebagai jaket asisten, ia menahan tubuh pengguna dan menurunkan beban pengguna, yang menjamin stabilitas.

### Spesifikasi

Lebar	970mm
Panjang	1.135mm
Tinggi	2.722 mm
Berat	92,6kg

berbagai bagian

## Tambahan



M-Wide Sling

Untuk mengangkat atau menahan pinggang, payudara, batang tubuh, panggul, dan pinggul



M-Narrow Sling

Untuk menahan atau mengangkat tangan dan kaki



M-Power Grip

Untuk melakukan gerakan push - up atau pull - up



M-Split Sling

Untuk menahan atau mengangkat leher dan kepala



M-Tali

Tali dasar yang membantu dalam latihan . Pengguna dapat memegang tangannya dengan atau menggantungkannya kakinya



Tali M-Elastis 600

Membantu pengguna untuk mengetahui titik latihan yang tepat. Dengan elastisitas, berguna ketika pengguna melakukan latihan ketahanan



Tali M-Elastis 300

Membantu pengguna untuk mengetahui titik latihan yang tepat. Dengan elastisitas, berguna ketika pengguna melakukan latihan ketahanan



M-Tali 300

Tanpa elastisitas, ini terutama digunakan untuk latihan katrol aktif.