

Zerovity System 3way SET

R9-6

Sistem latihan selempang
Sistem gendongan Zerovity dirancang dengan data klinis dari dokter dan praktisi. Selempang Zerovity menyediakan lingkungan latihan selempang terbaik bagi pasien dan praktisi.



R9-6 Zerovity System 3way SET

R9-6, Gendongan tipe langit-langit, memberikan penghematan ruang yang tinggi. Berdasarkan data klinis, R9-6 diaplikasikan dengan teknologi unggul 01M.

Ceiling Type Zerovity

R9-6 memastikan penghematan ruang yang tinggi sebagai sling tipe langit-langit, tidak seperti sling tipe rangka besar. Ruang depan dan belakang yang terbuka dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ekstrim dan gerakan dinamis depan-belakang.

Spesifikasi

Lebar	720mm
Panjang	1.810 mm
Tinggi	1,502 mm
Berat	89kg

Ceiling Zerovilty Position



Fitur



Frame set

Struktur tahan lama dan kokoh



Traverse

Membantu untuk berpindah dengan teknologi bantalan untuk pergerakan halus



Master Sling

Digunakan dengan aksesoris untuk latihan sling yang efektif



Accessory

Aksesori tahan lama dan berkualitas untuk berbagai latihan.